

energiek
onafhankelijk

Missie van Synthese:
Wij stimuleren en versterken personen en groepen om met betrokkenheid en respect voor elkaar deel te nemen aan de samenleving. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van mensen. Samen werken aan perspectief voor u.

december 2011



WAAROM?

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Toch kan er plotseling iets gebeuren, waardoor snel hulp van anderen nodig is. De telefoon is dan een uitstekend middel om deze hulp in te roepen. Maar wat te doen wanneer u niet bij de telefoon kunt komen, bijvoorbeeld omdat u gevallen bent?

Een persoonlijk alarmeringssysteem kan voor ouderen en mensen met een beperking in zo'n situatie uitkomst bieden. Met één druk op de knop kunt u hulp van buitenaf inroepen. Voor u en ook voor uw familie is dit een geruststellende gedachte.

HOE WERKT EEN ALARM-SYSTEEM?

De alarmapparatuur bestaat uit twee delen: een alarmtoestel en een draagbaar zendertje met alarmknop. Het alarmtoestel wordt aangesloten op het telefoonnet. Het zendertje draagt u altijd bij u. Na een druk op de alarmknop gaat er een melding naar de alarmcentrale. Hier ziet men direct van wie de melding afkomstig is. Tevens komt er een spreek-luisterverbinding tot stand tussen u en de alarmcentrale. De medewerker van de alarmcentrale kan zo direct met u praten. De kwaliteit van deze spreek-luisterverbinding is zeer goed, zelfs als u zich op enkele meters afstand van het toestel bevindt.

betrokken
professioneel

DE ALARMCENTRALE ZORGT ALTIJD VOOR HULP

Om het systeem goed te laten verlopen heeft de alarmcentrale per aansluiting minimaal 3 contactpersonen nodig. Dat kunnen burens, familie, vrienden of hulpverleners zijn die in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden. Zij dienen in het bezit te zijn van een sleutel van uw woning en bereid te zijn om in geval van nood zo snel mogelijk naar u toe te komen. De alarmcentrale zorgt er voor dat, wanneer er geen contactpersoon bereikbaar is, de politie ingeschakeld wordt.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Ouderen en mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor sociale alarmering die Synthese.

KOSTEN

De kosten van de alarmapparatuur bestaan uit:

- éénmalige aansluitkosten van € 29,95*;
- de huur van de apparatuur, inclusief de aansluiting op de alarmcentrale en het gebruik van de 24-uurs storingsdienst van M-ALERT bedraagt per 01-01-2012 € 14,25* per maand (abonnement). Het is ook mogelijk om de alarmapparatuur te kopen. In vergelijking met huur is dit echter erg duur;
- iedere 24 uur wordt vanuit uw woning automatisch een testmelding gestuurd naar de alarmcentrale om te controleren of uw aansluiting nog in orde is. De kosten hiervan bedragen enkele euro's per maand. Deze kosten vindt u als korte 'gesprekjes' terug op uw telefoonrekening;
- in geval van storing worden deze kosten separaat doorberekend tegen gereduceerd tarief.

* (Prijz)wijzigingen voorbehouden

TEGEMOETKOMING KOSTEN

Op grond van zwaarwegende medische redenen kan het Ziekenfonds de kosten van alarmeringsapparatuur vergoeden. De aanvraag hiertoe moet dan via de huisarts of specialist worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Plaatsing van deze alarmapparatuur op kosten van de ziektekostenverzekering verloopt **niet** via Synthese. Voor inlichtingen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar. Wanneer u van mening bent, dat u een alarmtoestel nodig heeft en u komt niet in aanmerking voor een vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar, dan kunt u bij uw gemeente financiële bijstand aanvragen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de kosten voor het alarmsysteem niet zelf kunt dragen.

BEËINDIGEN ABONNEMENT

Let op! Opzegging van het abonnement kan pas plaats vinden nadat het alarmtoestel (+ zender, telefoonstekker, -kabel en de adapter) bij u opgehaald is door een vrijwilliger van Synthese.

Pas wanneer alle apparatuur in ons bezit is, kunnen wij de huur schriftelijk opzeggen bij M-ALERT en stopt het auto-matisch incasseren van het abonnementsgeld.

SYNTHESE

Leunseweg 51
5802 CG VENRAY

☎ 0478 517300
✉ info@synthese.nl
www.synthese.nl



AANVRAAG PERSONEN ALARMERING SYNTHESI

Masterlockcode: * * M-Alert en haar samenwerkende partners zijn nimmer verantwoordelijk voor de doorgifte van masterlock aan derden!

Datum aanvraag:

PERSOONSgegevens GEBRUIKER Dhr. Mw.

Voorletters | Achternaam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Vast / Mobiel telefoonnummer: V M

Geboortedatum:

gegevens van de te alarmeren personen (MINIMAAL 3 PERSONEN)

	Naam	Woonplaats	Telefoonnummer
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

gegevens over de gezondheid (ALLEEN INVULLEN INDIEN RELEVANT)

Mijn gehoor is: GOED MATIG SLECHT

Mijn spraak is: GOED MATIG SLECHT

Mijn mobiliteit is: GOED MATIG SLECHT

Mijn zicht is: GOED MATIG SLECHT

Naam huisarts:

Telefoonnr:

Overige bijzonderheden:

TECHNISCHE gegevens VOOR DE INSTALLATEUR

Is de telefoon aangesloten met stekker op een KPN-contactdoos? JA NEE

Is er een 220-V stopcontact in de nabijheid van 2 meter van de telefoonaansluiting? JA NEE

Is er een huiscentrale aanwezig? JA NEE

Is er meer dan één telefoontoestel in huis aanwezig? JA NEE

Is er een analoge lijn? JA NEE

Heeft u UPC, Tele2, Internet+Bellen, Ziggo of Glasvezel? JA NEE

Plaatsing afspreken met: Naam

Telefoonnummer

resultaatgericht
samenwerken